


Kaninchen Anti-Humaner Cd141/Thrombomodulin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07204

Artikelnummer: CM0010665



Einführung

Konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD141/Thrombomodulin (SWISS P07204). Entwickelt für den Nachweis von Thrombomodulin, einem endothelialen Rezeptor, der die Gerinnung, Fibrinolyse und Entzündung reguliert, mittels Durchflusszytometrie (FC). Für humane Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD141/Thrombomodulin mAb
Bemerkungen/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07204
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel