


Kaninchen Anti-Humaner Cd141/Thrombomodulin Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P07204

Artikelnummer: CM0008125



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD141/Thrombomodulin. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für Studien zu Hämostase, Gerinnung und Entzündung an Endothelzellen. Diagnostisches Rohmaterial für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD141/Thrombomodulin mAb
Bemerkungen/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7056
Gen-ID	7056
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07204
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel