


Kaninchen Anti-Humaner Cd142 Mab Für Die Durchflusszytometrie - P13726

Artikelnummer: CM0012492



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD142/Gewebefaktor, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt ein 33kDa-Membranprotein, das für die Gerinnung essentiell ist. Ideal für die Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD142 mAb
Bemerkungen/Alias	TF; TFA; CD142
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2152
Gen-ID	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 34-251 von humanem CD142 (NP_001984.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13726
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche