


Kaninchen Anti-Humaner Cd142 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13726

Artikelnummer: CM0009658



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner CD142 monoklonaler Antikörper für die Anwendung in der Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Erforschung von Gerinnungsfaktor III/Gewebefaktor; Konjugat für den direkten Nachweis. Reaktivität: Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD142 mAb
Bemerkungen/Alias	TF; TFA; CD142
Spezies	Human
GeneID (Human)	2152
GeneID	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 34-251 des humanen CD142 (NP_001984.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13726
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel