


Kaninchen-Anti-Human-Cd142-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13726

Artikelnummer: CM0009108



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD142 (Gewebefaktor/TF), validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanen Proben. Geeignet für die Gerinnungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD142-mAk
Bemerkungen/Alias	TF; TFA; CD142
Spezies	Mensch
GeneID	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 34-251 des humanen CD142 (NP_001984.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13726
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku