


Kaninchen Anti-Human Cd142 (Gewebe-Faktor/Tf) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13726

Artikelnummer: CM0008704



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD142 (Gewebe-Faktor, TF), konjugiert mit , validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von Blutgerinnung, Hämostase und TF-Expression in menschlichen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD142 mAb
Bemerkungen/Alias	TF; TFA; CD142
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2152
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-251 von humanem CD142 (NP_001984.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13726
Protein-Molekulargewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel