

Kaninchen Anti-Humanes Cd144/Ve-Cadherin Mab Für Fc - P33151

Artikelnummer: CM0006046

Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-humaner VE-Cadherin (CD144) Antikörper, Klon 7B4, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Endothelzell-Adhäsionsstudien, vaskuläre Biologie und Zellkontaktforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD144/VE-Cadherin mAb
Bemerkungen/Alias	7B4; CD144
Spezies	Human
GeneID (Human)	1003
GeneID	1003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 48-593 des humanen CD144/VE-Cadherins (NP_001786.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P33151
Protein-Gewicht	88 kDa
Versand	Kühltasche