

Kaninchen Anti-Humaner Cd144/Ve-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P33151

Artikelnummer: CM0007756

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD144/VE-Cadherin für die Durchflusszytometrie. In humanen Proben validiert; geeignet für die Untersuchung von Endotheladhäsion und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD144/VE Cadherin mAb
Bemerkungen/Alias	7B4; CD144
Spezies	Human
GeneID (Human)	1003
GeneID	1003
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 48-593 von humanem CD144/VE Cadherin enthält (NP_001786.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P33151
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche