

Kaninchen Anti-Human Cd146 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P43121

Artikelnummer: CM0008643



Einführung

Kaninchen anti-Human CD146 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Validiert für humanes CD146/MUC18. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Melanom-Metastasierung und Endothelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD146 mAk
Bemerkungen/Alias	MCAM; CD146; MUC18; Zelloberflächenglykoprotein MUC18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4162
GenID	4162
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-559 von humanem CD146 (NP_006491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteingewicht	57kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel