


Kaninchen-Anti-Humaner Cd146-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P43121

Artikelnummer: CM0012682



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD146 (MUC18/MCAM) für die Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert; zielt auf ein Zelladhäsionsmolekül ab, das an der Metastasierung von Melanomen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD146-mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-559 des humanen CD146 (NP_006491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteinmasse	57 kDa/72 kDa
Versand	Kühlakku