

Kaninchen-Anti-Humaner Cd150/Slam-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13291

Artikelnummer: CM0011948



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD150/SLAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Richtet sich gegen die extrazelluläre Domäne des Signaling Lymphocytic Activation Molecule; ideal für immunologische Untersuchungen von T-Zellen, B-Zellen und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD150/SLAM-mAk
Bemerkungen/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-237 des humanen CD150/SLAM (NP_003028.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13291
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku