

Kaninchen Anti-Mensch Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13291

Artikelnummer: CM0008995



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD150/SLAM. Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunzellprofilierung und Studien zur SLAMF1-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
Bemerkungen/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6504
GeneID	6504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-237 von humanem CD150 (NP_003028.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13291
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel