

Kaninchen-Anti-Mensch Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13291

Artikelnummer: CM0010562



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes CD150/SLAM (SLAMF1), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das Signaling Lymphocytic Activation Molekül ab, das an der Regulation von Immunzellen und der Wirt-Pathogen-Interaktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD150/SLAM mAk
Bemerkungen/Aliase	SLAM; CD150; CDw150
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6504
Gen-ID	6504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-237 von humanem CD150 (NP_003028.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13291
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel