

Kaninchen Anti-Human Cd152/Ctla-4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P16410

Artikelnummer: CM0005781



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CTLA-4 (CD152). Für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert in humanen Proben. Ein Ziel für Immun-Checkpoint-Inhibitoren, entscheidend für die T-Zell-Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	Kaninchen anti-Human CD152/CTLA-4 mAk
Bemerkungen/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Spezies	Human
GenID	1493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 37-162 von humanem CD152/CTLA-4 (NP_005205.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16410
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel