


Kaninchen-Anti-Human-Cd157/Bst-1-Mab Für Fc - Q10588

Artikelnummer: CM0009617



Einführung

monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD157/BST-1, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD157/BST-1 (SWISS Q10588), eine GPI-verankerte ADP-Ribosylcyclase/zyklische-ADP-Ribose-Hydrolase, die an der Kalziumsignalübertragung und dem Wachstum von Prä-B-Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD157/BST-1-mAb
Bezeichnungen/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	683
Gen-ID	683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-292 des humanen CD157/BST-1 (NP_004325.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10588
Proteingewicht	36 kDa/29 kDa
Versand	Kühlakku