


Kaninchen-Anti-Human-Cd157/Bst-1-Mab Für Die Durchflusszytometrie - Q10588

Artikelnummer: CM0010958



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD157/BST-1. Für die Durchflusszytometrie validiert, reagiert mit humanem CD157/BST-1. Ideal zur Untersuchung von CD157/BST-1 bei der Kalziumsignalisierung und beim Wachstum von Prä-B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD157/BST-1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	683
GeneID	683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-292 des humanen CD157/BST-1 (NP_004325.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10588
Proteingewicht	36 kDa/29 kDa
Versand	Kühlakku