

Kaninchen Anti-Mensch Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Artikelnummer: CM0011072

Einführung

Hochwertiger -konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben ermöglicht dieser Antikörper eine präzise Analyse von NK-Zellrezeptoren in der Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
Bemerkungen/Alias	NKAT9; CD158G; CD158A; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158 (NP_055327.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel