

Kaninchen-Anti-Mensch Cd158A/Kir2DL1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P43626

Artikelnummer: CM0004926



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD158a/KIR2DL1, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zu NK-Zellrezeptoren und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD158a/KIR2DL1 mAk
Bemerkungen/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3802
GenID	3802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43626
Proteingewicht	38 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel