

## Kaninchen Anti-Mensch Cd161 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12918

Artikelnummer: CM0009473



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für menschliches CD161 (KLRB1, NKR-P1A). Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie; geeignet für die Immunophänotypisierung von NK-Zellen, T-Zell-Subpopulationen und funktionelle Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD161 mAk                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 3820                                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-225 von menschlichem CD161 entspricht (NP_002249.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                     |
| SWISS             | Q12918                                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 25 kDa                                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                  |