

Kaninchen Anti-Mensch Cd161 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q12918

Artikelnummer: CM0005577



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD161 (KLRB1, NKR-P1A). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für den Nachweis von NK-Zellen und Gedächtnis-T-Zellen in peripheren Blut- und Gewebeproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD161 mAk
Bemerkungen/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3820
Gen-ID	3820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-225 von menschlichem CD161 (NP_002249.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12918
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel