


Kaninchen Anti-Human Cd162/Psgl-1 Mab Für Fc - Q14242

Artikelnummer: CM0004894



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD162/PSGL-1 für Durchflusszytometrie. Zielt auf das für Entzündungen und virale Eintritte kritische Leukozyten-Adhäsionsmolekül ab. Geeignet für die Forschung an humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD162/PSGL-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Spezies	Human
GenID (Human)	6404
GenID	6404
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-295 von humanem CD162/PSGL-1 (NP_002997.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14242
Proteingewicht	43kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel