

## Kaninchen Anti-Human Cd162/PSgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q14242

Artikelnummer: CM0003998



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD162/PSGL-1, ein Selektin-Ligand. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) an humanen Leukozyten. Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD162/PSGL-1 mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1                                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| GeneID (Human)    | 6404                                                                                                                              |
| GeneID            | 6404                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-295 von humanem CD162/PSGL-1 (NP_002997.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                             |
| SWISS             | Q14242                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 43kDa/44kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                         |