


Kaninchen-Anti-Human-Cd166/Alcam-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13740

Artikelnummer: CM0008976



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD166/ALCAM. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Aktivierung, Zelladhäsion und hämatopoetischer Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD166/ALCAM-mAb
Bezeichnungen/Alias	ALCAM; CD166; MEMD; CD166-Antigen
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	214
Gen-ID	214
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13740
Proteingewicht	15 kDa/33 kDa/63 kDa/65 kDa
Versand	Kühlakku