


Kaninchen Anti-Human Cd166/Alcam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q13740

Artikelnummer: CM0009334



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD166/ALCAM (UniProt Q13740), entwickelt für die Durchflusszytometrie. CD166 vermittelt Zelladhäsion, T-Zell-Aktivierung und hämatopoetische Stammzelltransplantation. Ideal für die Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD166/ALCAM mAb
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	214
GeneID	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-526 von humanem CD166/ALCAM (NP_001618.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13740
Proteingewicht	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Versand	Eistasche