

Kaninchen Anti-Human Cd16B Mak Für Fc - 075015

Artikelnummer: CM0008051



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD16b (FCGR3B). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, detektiert den niedrigaffinen IgG-Fc-Rezeptor auf Neutrophilen. Nützlich für die Immunologie und Immunkomplexforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD16b mAk
Bemerkungen/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Spezies	Human
GeneID (Human)	2215
GeneID	2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-208 von humanem CD16b (NP_000561.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75015
Protein-Gewicht	26KDa
Versand	Eisbeutel