

Kaninchen Anti-Humaner Cd16B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O75015

Artikelnummer: CM0009097



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD16b (FcγRIIIb) abzielt, für die Durchflusszytometrie. Niedrigaffiner IgG-Fc-Rezeptor, exprimiert auf Neutrophilen; geeignet für Studien zu Immunkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD16b mAk
Bemerkungen/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Spezies	Mensch
Gen-ID	2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-208 des menschlichen CD16b (NP_000561.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75015
Proteinmasse	26 KDa
Versand	Eisbeutel