


Kaninchen Anti-Mensch Cd170/Siglec-5 Mak Für Fc - O15389

Artikelnummer: CM0011369



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD170/Siglec-5, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Sialinsäure-bindende Ig-ähnliche Lectin 5, ein Adhäsionsmolekül auf myeloischen Zellen. Geeignet für immunphänotypisierende Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD170/Siglec-5 mAk
Bemerkungen/Aliase	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8778
GenID	8778
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-434 von menschlichem CD170/Siglec-5 (NP_003821.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15389
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel