


Kaninchen Anti-Mensch Cd170/Siglec-5 Mak Für Durchflusszytometrie - O15389

Artikelnummer: CM0007920



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD170/Siglec-5 für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien myeloischer Zellen; kreuzreagiert mit Mensch. UniProt: O15389.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD170/Siglec-5 mAb
Bemerkungen/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8778
GenID	8778
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-434 von humanem CD170/Siglec-5 (NP_003821.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15389
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel