

Kaninchen Anti-Human Cd171/L1Cam Mab - P32004

Artikelnummer: CM0004097



Einführung

Kaninchen anti-Human CD171/L1CAM monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC) in humanen Proben. Zielmolekül ist das neuronale Zelladhäsionsmolekül L1, das entscheidend für die neuronale Entwicklung und synaptische Plastizität ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD171/L1CAM mAb
Anmerkungen/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Spezies	Human
GeneID	3897 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-1120 des humanen CD171/L1CAM (NP_000416.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32004
Proteingewicht	140 kDa
Versand	Eisbeutel