

Kaninchen Anti-Human Cd171/L1Cam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32004

Artikelnummer: CM0008419



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD171/L1CAM, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Studien zur neuronalen Adhäsion mit einem Proteingewicht von 140 kDa. Versand im Eisbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD171/L1CAM mAb
Bemerkungen/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3897
GeneID	3897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-1120 von humanem CD171/L1CAM (NP_000416.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32004
Proteingewicht	140 kDa
Versand	Eisbeutel