


Kaninchen Anti-Mensch Cd172A/Sirpα Monoklonaler Antikörper Für Fc - P78324

Artikelnummer: CM0009591



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD172a/SIRPα (SWISS: P78324). Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Immunzellsignalisierung, Phagozytoseregulation und Interaktionen von inhibitorischen Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD172a/SIRPα mAk
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-370 von humanem CD172a/SIRPα enthält (NP_542970.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78324
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel