


Abflo 647 Kaninchen-Anti-Humaner Cd172A/Sirpα-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P78324

Artikelnummer: CM0010430



Einführung

Abflo 647-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD172a/SIRPα (UniProt P78324). Für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zur Untersuchung der CD47-SIRPα-Signalübertragung, der Regulation der Phagozytose und der Forschung zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD172a/SIRPα-mAb
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 31-370 des humanen CD172a/SIRPα (NP_542970.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78324
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku