


Kaninchen Anti-Human Cd172B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O00241

Artikelnummer: CM0009457



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD172b (SIRP-beta-1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert mit Human. Rekombinantes Immunogen, Molekulargewicht 43 kDa. Ideal zur Untersuchung der Signalübertragung in myeloischen Zellen und der Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD172b mAk
Bemerkungen/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Spezies	Human
GenID	10326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-371 von humanem CD172b (NP_006056.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00241
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel