


Kaninchen Anti-Human Cd172B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O00241

Artikelnummer: CM0007767



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD172b (SIRP-beta-1) für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für humane Proben. Geeignet für Studien zur myeloischen Regulation und zum SYK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD172b mAb
Bemerkungen/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Spezies	Human
GeneID	10326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-371 von humanem CD172b (NP_006056.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00241
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel