

Kaninchen Anti-Human Cd177 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0011703

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das humane CD177-Antigen gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) zur Untersuchung der Neutrophilenfunktion, Adhäsion und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD177 mAk
Bemerkungen/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 antigen
Spezies	Human
GenID (Human)	57126
GenID	57126
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-407 von humanem CD177 (NP_065139.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	15kDa/27kDa/46kDa
Versand	Eisbeutel