

Kaninchen Anti-Human Cd177 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0010325

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD177, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen neutrophilenspezifischen, GPI-verankerten Rezeptor, der an Aktivierung und Migration beteiligt ist. Geeignet für die Immunologie-, Entzündungs- und hämatologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD177 mAb
Anmerkungen/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177-Antigen
Spezies	Human
GeneID (Human)	57126
GeneID	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 22-407 des humanen CD177 enthält (NP_065139.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N6Q3
Proteingewicht	15kDa/27kDa/46kDa
Versand	Eisbeutel