

Kaninchen Anti-Mensch Cd185/Cxcr5 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32302

Artikelnummer: CM0005585

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD185/CXCR5. Entwickelt für Durchflusszytometrie, geeignet für die Forschung zu B-Zell-Migration und Burkitt-Lymphom. Kreuzreaktivität mit Menschen bestätigt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD185/CXCR5 mAb
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	643
GenID	643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-47aa des humanen CD185/CXCR5 (NP_033981.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32302
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel