

Kaninchen-Anti-Human-Cd185/Cxcr5-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32302

Artikelnummer: CM0009055

Einführung

Kaninchen-anti-human-CD185/CXCR5-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für die Erforschung der B-Zell-Migration und des Burkitt-Lymphoms. One-Stop-Beschaffung von IVD-Rohstoffen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD185/CXCR5-mAb
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	643
GeneID	643
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-47 des humanen CD185/CXCR5 (NP_001707.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32302
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel