


Kaninchen Anti-Mensch Cd197/Ccr7 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32248

Artikelnummer: CM0007918



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD197/CCR7, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 43 kDa großer G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der am Lymphozyten-Homing beteiligt ist – ideal für Immunologie- und EBV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD197/CCR7 mAb
Bemerkungen/Aliase	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Spezies	Mensch
Gen-ID	1236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-59 von humanem CD197/CCR7 (NP_001829.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32248
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eispackung