


Kaninchen Anti-Human Cd1B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29016

Artikelnummer: CM0011581



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD1b (SWISS P29016) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Lipidantigenpräsentation und T-Zell-Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1B mAb
Bemerkungen/Alias	R1; CD1; CD1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	910
Gen-ID	910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-303 von humanem CD1B (NP_001755.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29016
Proteingewicht	37kDa/30kDa
Versand	Eistasche