

Kaninchen Anti-Human Cd1C Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29017

Artikelnummer: CM0012411



Einführung

-konjugierter kaninchener anti-humaner CD1c monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf das Lipid-Antigen-präsentierende Molekül CD1c (UniProt P29017). Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Immunologie, der Antigenpräsentation und lymphoider Malignome.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1c mAk
Bemerkungen/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	911
GenID	911
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-298 von humanem CD1c (NP_001756.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29017
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel