


Kaninchen Anti-Human Cd1C Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29017

Artikelnummer: CM0006262



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD1c, validiert für Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD1c, reagiert mit dendritischen Zellen und kortikalen Thymozyten. Ideal für Immunphänotypisierung und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1c mAb
Bemerkungen/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Spezies	Human
GenID (Human)	911
GenID	911
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-298 von humanem CD1c (NP_001756.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29017
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel