


Kaninchen Anti-Human Cd1C Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P29017

Artikelnummer: CM0005987



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD1c, ein Lipid-Antigen-präsentierendes Protein, gerichtet ist. Optimiert für Durchflusszytometrie (FC) an humanen Proben. Validiert für die Forschung in der Immunologie und in Studien zu dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1c mAk
Bemerkungen/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	911
Gen-ID	911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-298 von humanem CD1c (NP_001756.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29017
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel