


Kaninchen Anti-Human Cd1D Mab - P15813

Artikelnummer: CM0009531



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD1d gerichtet ist, ein Schlüssel-Glykoprotein zur Antigenpräsentation für Glykolipide. Validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Biologie der NKT-Zellen und die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1d mAb
Bemerkungen/Alias	R3; CD1A; R3G1
Spezies	Human
GenID (Human)	912
GenID	912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-301 von humanem CD1d (NP_001757.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15813
Proteinmolekulargewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel