

Kaninchen Anti-Human Cd1D Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15813

Artikelnummer: CM0011989



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD1d (P15813) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung der Glykolipid-Präsentation und der NKT-Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1d mAk
Bemerkungen/Alias	R3; CD1A; R3G1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	912
Gen-ID	912
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-301 von humanem CD1d (NP_001757.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15813
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel