

Kaninchen Anti-Human Cd1D Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15813

Artikelnummer: CM0005991

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD1d (Klon R3G1). Validiert für Durchflusszytometrie, Zielrichtung ist das Glykolipid-präsentierende Rezeptor (UniProt P15813). Ideal für NKT-Zell- und angeborene Immunitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD1d mAb
Bemerkungen/Alias	R3, CD1A, R3G1
Spezies	Human
GenID (Human)	912
GenID	912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 20-301 von humanem CD1d (NP_001757.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15813
Proteinmasse	38kDa
Versand	Eisbeutel