


Kaninchen Anti-Mensch Cd2 Mab - P06729

Artikelnummer: CM0012209



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD2 (LFA-2, SRBC), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von T-Zellen und NK-Zellen sowie Adhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD2 mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	914
Gen-ID	914
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel