


Kaninchen-Anti-Human-Cd2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06729

Artikelnummer: CM0012787



Einführung

Hochwertiger rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch an humanes CD2 (T11, LFA-2) bindet, für die Durchflusszytometrie validiert und ideal zur Untersuchung T-Zell-vermittelter Adhäsions- und Signalmechanismen geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD2-mAk
Bezeichnungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Art	Mensch
GeneID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-209 des humanen CD2 (NP_001758.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku