


Kaninchen-Anti-Humaner-Cd2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06729

Artikelnummer: CM0010833



Einführung

-markierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD2 (T11, LFA-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 39-kDa-T-Zell-Oberflächen-Glykoprotein, das an Adhäsion und Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die Analyse von Lymphozyten-Subpopulationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-CD2-mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Art	Mensch
Gen-ID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-209 des humanen CD2 entspricht (NP_001758.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku