


Kaninchen Anti-Humaner Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06729

Artikelnummer: CM0008269



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD2, validiert für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell- und NK-Zell-Forschungsanwendungen. IVD-Rohmaterial für die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD2 mAb
Bemerkungen/Alias	CD2; LFA-2; SRBC; T11; CD2-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID	914 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 (NP_001758.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche